

ViscoPlus®

Более эффективное лечение остеоартроза



Повышение комфорта и улучшение
подвижности

 **BioMedical**

Остеоартроз

Дегенерация хряща

Ухудшение вязко-эластичных свойств
и уменьшение объема синовиальной
жидкости



Повышение механической нагрузки на сустав ускоряет разрушение хряща,
что приводит к возникновению боли и снижению подвижности

ViscoPlus® защищает хрящ

Инъекции высокоочищенного гиалуроната натрия улучшают вязко-эластичные свойства и качество синовиальной жидкости

ViscoPlus® натуральная гиалуроновая кислота, полученная посредством ферментации

ViscoPlus® не содержит белков животного происхождения

ViscoPlus® улучшает смазывающие и амортизирующие свойства путем введения вязкого вещества с оптимизированным размером молекул

ViscoPlus® легко вводить с помощью заранее заполненного шприца, содержащего 2,0 мл стерильного раствора

ViscoPlus® сертифицирован для введения в любые синовиальные суставы, например, коленные, тазобедренные, плечевые, голеностопные, межпозвонковые, височно-нижнечелюстные и др.




Повышение вязкости синовиальной жидкости с помощью ViscoPlus значительно минимизирует боль, улучшает подвижность в суставах, положительно влияет на метаболизм синовиальной жидкости.

 **BioMedical**

Высокая молекулярная масса ViscoPlus® ~2 000 000 Дальтон

- длительный эффект благодаря медленному рассасыванию
- лучший смазывающий эффект
- лучший амортизирующий эффект
- меньшее число процедур введения - 3 вместо 5



ViscoPlus помогает восстановить нормальный баланс между разрушением и выработкой гиалуроновой кислоты в пораженном суставе. В итоге уменьшается боль в суставе и улучшается его функция. Этот эффект может длиться от нескольких месяцев до одного года.

ViscoPlus®

BioMedical

ViscoPlus® выпускается в готовых к применению шприцах, содержащих 20 мг / 2 мл гиалуроновой кислоты, изготовленной методом ферментации. ViscoPlus® является изделием медицинского назначения в соответствии с MDD 93/42 EEC. ViscoPlus® показан для инъекций в любые синовиальные суставы.

ViscoPlus® имеет превосходный профиль безопасности и не содержит белков птиц. Для введения только врачом! Хранить при температуре ниже 25 °С. BioMedical B. Baumann GmbH, Schlossberg 3, 63773 Goldbach, Germany (Германия), www.biomedical-baumann.com